


Produktinformation

ILUMARK EINWEG POINTER STUMPF (kompatibel mit Medtronic*StealthStation)



Der Einweg Pointer (stumpf) wurde für die anatomische Palpation und Registrierung der Patienten-anatomie im Einsatz mit einem Medtronic StealthStation® System* entwickelt. Das Set ist als steriles Einwegprodukt ausgelegt und enthält vormontierte Navigationsmarker um die Navigations-Präzision zu erhöhen. Wiederaufbereitung und Benutzung kann bei Mehrweginstrumenten zu einer reduzierten Genauigkeit führen, Der Einweg Pointer gewährleistet jedoch jederzeit höchste Genauigkeit und eine präzise Registrierung.

Vorteile:

- Vormontierte Marker reduzieren OP Zeit beim Aufbau und bei der Wiederaufbereitung.
- Höchste Genauigkeit bei jedem Einsatz
- Ergonomischer Griff
- Eliminiert Wiederaufbereitungskosten und Logistik

*StealthStation® ist eine eingetragene Marke der Fa. Medtronic Inc.

ILUMARK GmbH
Hohenlindner Str. 11c
85622 Feldkirchen
Deutschland

Tel. +49 (0) 89 907 795 98-0
Fax +49 (0) 89 907 795 98-9
E-Mail: info@ilumark.com
www.ilumark.com

Artikel	Beschreibung	Artikelnummer
Einweg Pointer (stumpf)	<ul style="list-style-type: none"> • Präziser Pointer mit 5 fest montierten Markern 	MP1000
Einweg Pointer (stumpf)	<ul style="list-style-type: none"> • Präziser Pointer mit 5 fest montierten Markern • Zusätzlich: 4 Marker für andere Instrumente 	MP1004
Einweg Pointer (stumpf)	<ul style="list-style-type: none"> • Präziser Pointer mit 5 fest montierten Markern • Zusätzlich: 5 Marker für andere Instrumente 	MP1005
Einweg Pointer (stumpf)	<ul style="list-style-type: none"> • Präziser Pointer mit 5 fest montierten Markern • Zusätzlich: 10 Marker für andere Instrumente 	MP1010